



Étiquette du patient	Ce médicament vous été préscri- et vous pouvez le prendre selon ce horaire proposé

Entreposage:

Veuillez conserver votre EASYPUMP lors de la réception :

- ☐ Au réfrigérateur
- ☐ À température de la pièce

Les seringues BD Posiflush XS sont convervées à température pièce.

EASYPUMP



ONE PAS TOUCHER NE PAS DEVISSER

2CLAMPE

3TUBULURE

4BOUCHON CÔTÉ PATIENT

CATHÉTER INTRAVEINEUX



1)CLAMPE

©EMBOUT DU CATHÉTER

I. Les étapes pour vous préparer avant la perfusion:

- 1. Sortir l'easypump du réfrigérateur au moins 1 heure ou plus avant l'administration selon les conseils de votre pharmacien. Éviter la chaleur excessive, le gel ou encore la lumière directe.
- **2.** Assurez-vous que l'easypump soit bien identifié à votre nom et que le médicament et le dosage soient exacts. Vérifier que la date de péremption ne soit pas dépassée.
- **3.** Lavez-vous les mains selon les instructions de votre infirmier puis rassemblez tout votre matériel dans une aire de travail propre.

II. Vous aurez besoin de :

- Easypump
- Tampons d'alcool
- Seringues d'eau saline BD Posiflush XS



Comment irriguer votre cathéter avec une solution saline comme les seringues BD Posiflush XS?

Pour le rincage de votre cathéter, référez-vous aux instructions de votre infirmier.



Nettoyer l'embout du cathéter avec un tampon d'alcool pendant 1 minute puis laisser sécher. Ne pas souffler pour assécher.



Déclamper la pince sur votre cathéter.



Déballer votre seringue de son emballage plastique. En maintenant la seringue pointe vers le haut, dévisser délicatement le bouchon sans découvrir la pointe de la seringue.



Pousser le piston légèrement pour libérer la bulle d'air. Dévisser complètement le bouchon de la seringe d'eau saline. Éviter de toucher l'extrémité de la seringue.



Visser la seringue à votre embout de votre cathéter. Injecter lentement la solution saline.



Clamper la pince sur votre cathéter. Dévisser la seringue pour la retirer.

Si vous devez suivre le rinçage de votre cathéter avec de l'héparine après la solution saline, procéder de la même façon qu'aux étapes ci-haut.

Comment brancher votre easypump?



Nettoyer l'embout du cathéter avec un tampon d'alcool pendant 1 minute puis laisser sécher. Ne pas souffler pour assécher.



Visser la tubulure de l'easypump à l'embout de votre cathéter sans trop serrer. Ouvrir la clampe sur la tubulure de l'easypump ainsi que la clampe sur votre cathéter. Votre médicament est maintenant en mode perfusion.



tubulure de l'easypump ainsi que la clampe sur votre cathéter. Ensuite, débrancher l'embout de la tubulure de votre cathéter et remettre le bouchon blanc au bout de l'easypump.



Vérifier que la clampe de l'easypump soit bien fermée. Retirer le bouchon blanc au bout de la tubulure et le déposer sur un tampon d'alcool. Ne pas toucher l'extrémité de la tubulure de l'easypump.



Votre médicament devrait s'écouler selon le temps indiqué sur votre étiquette. (généralement 30 ou 60 minutes). Lorsque votre easypump est complètement dégonflé, le médicament a été administré.



Désinfecter l'embout du cathéter avec un tampon d'alcool pendant 1 minute puis laisser sécher. Procéder au rinçage indiqué.

Si l'easypump ne semble pas s'écouler, vérifier les éléments suivants :

- L'easypump est à la température ambiante.
- Les clampes sur votre cathéter et votre easypump sont en position ouverte.
- La tubulure de l'easypump n'est pas coincée ou pliée à un endroit.

Si vous éprouvez des difficultés pour la perfusion de votre médication ou que vous avez des questions, vous pouvez rejoindre notre pharmacien 24h/7 jours en composant le **514-526-7773 Ext #6.**

Vous pouvez également communiquer avec l'infirmier du CLS ou composer le 811.





8500 Blvd Decarie Suite 100 Mont Royal,Québec, H4P 2N2 Téléphone : +1 514-526-7773 et 1844-5267771 Télécopieur : +1 514-312-9119